

Pulssekvens	T1-SE	T1-SE	GRE	GRE
Signalomrumsstorlek	42,763-mm ²	17,875-mm ²	56,249-mm ²	28,917-mm ²
Planorientering	parallell	vinkelrät	parallell	vinkelrät

Ytterligare information avseende MRT-säkerhet finns tillgänglig på begäran hos JRI Orthopaedics Ltd.

Anordningens funktionella livslängd

Implantats funktionella livslängd kan påverkas av kirurgen och vald operationsteknik, patientens fysik och aktivitetsnivå. Även om det normalt förväntas att implantatets livslängd överstiger minst 10 år, kommer det att utsättas för slitage genom normal användning.

Produkter avsedda för engångsbruk får inte återanvändas

Återanvändning eller ombearbetning (t.ex. rengöring och omsterilisering) kan äventyra anordningens strukturella integritet och/eller leda till fel på anordningen, vilket kan medföra skada eller dödsfall.

Återanvändning eller återställande av engångsanordningar kan skapa risk för kontaminering (t.ex. överföring av infekterat material), vilket kan leda till skada eller dödsfall.

Ytterligare information

För utbildning eller mer information om produktspecifik operationsteknik, kontakta JRI Orthopaedics Ltd:s försäljningsrepresentant eller JRI Orthopaedics Ltd direkt.



JRI ORTHOPAEDICS LTD

18 Churchill Way,
35A Business Park,
Chapelton,
Sheffield,
S35 2PY, Storbritannien
Tel: +44(0)114 345 0000
Fax: +44(0)114 345 0004
www.jri-ltd.co.uk